



LABTRONICS S.A.S
CALIDAD Y SERVICIO PARA SU LABORATORIO

URIT

50 Vet.

**ANALIZADOR DE
TIRAS DE ORINA**



IDEAL PARA SU LABORATORIO

PORTÁTIL

**LECTURA DE 14
PARÁMETROS**

**120 PRUEBAS
HORA**

CARACTERÍSTICAS



Analizador diseñado para uso exclusivamente veterinario

Rinde hasta 120 muestras por hora

Pantalla LCD

Ideal para laboratorios de baja, mediana complejidad y programas extramurales



ESPECIFICACIONES



CALIBRACIÓN	Provisto de tira calibradora exclusiva del analizador.
PRINCIPIO DE MEDIDA	Método de reflectancia de longitud de onda dua.
TIRAS REACTIVAS	Tiras Veterinarias de 11G y 14 G
PARÁMETOS PROCESADOS	Tira de 11 G : pH, Nitritos, Glucosa, Proteínas, Sangre, Densidad específica, Bilirrubina, Urobilinógeno, Cetonas , Leucocitos y ácido ascórbico . Tira 14 G: adicional Cr, MA,Ca y Vit C
SUMINISTRO DE LA MUESTRA	Inmersión manual
SOFTWARE	Amigable de fácil Operacion
RENDIMIENTO DE LA PRUEBA	Modo normal, 60 muestras / hora; Modo continuo, 125 muestras / hora.
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO	Hasta 5000 resultados de muestras
ALARMAS	Ventana de mensajes de error
IMPRESIÓN	Impresora Térmica
DIMENSIONES	290 mm X 200 mm X100 mm.
PESO	2 Kg



WWW.LABTRONICS.NET

Dirección: Calle 101 A # 47 A-09 PBX 635 4326 / 27 / 28 Bogotá: 310 248 9381 - 313 283 2323 - 312 3067459
Llanos Orientales: 316 8759541 Barranquilla: 310 767 5941 Bucaramanga: 312 439 0556 Cali: 310 248 9380 Medellín: 312 436 0358
Cartagena: 312 445 8238 Eje cafetero: 310 324 3071