




LABTRONICS S.A.S
CALIDAD Y SERVICIO PARA SU LABORATORIO

vitro
master diagnóstica

HybriSpot 24

HIBRIDIZADOR AUTOMÁTICO PARA BIOLOGÍA MOLECULAR

Sistema de hibridación automático, completamente guiado por el software hybriSoft.



IDEAL PARA SU LABORATORIO

**HIBRIDACIÓN
AUTOMATIZADA**

**DESCONTAMINACIÓN
CON LUZ UV**

**HA 24 MUESTRAS
POR CORRIDA**

CARACTERÍSTICAS



Rápido, sensible y preciso en el diagnóstico

Equipado con cámaras termostáticas y bombas de vacío

Análisis y administración automático de los resultados mediante el Software hybriSoft

Lectura y detección de código de barras de reactivos

Programación de diferentes protocolos simultáneamente

Tiempo de ejecución de 30 a 120 minutos

ESPECIFICACIONES



MODELO	HS24
CÓDIGO	VIT-HS24
TENSIÓN	100/240 V
MAX NÚMERO DE MUESTRAS	124
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	25C-51oC
HUMEDAD RELATIVA	Max 80% no condensación
DIMENSIONES	70 X 65 X 87 centímetros
PESO (SIN EMBALAJE)	55 kg
RANGO DE TEMPERATURA	50 MINUTOS (2 muestras) a 3 HORAS (24 muestras)



WWW.LABTRONICS.NET

Dirección: Calle 101 A # 47 A-09 PBX 635 4326 / 27 / 28 Bogotá: 310 248 9381 - 313 283 2323 - 312 3067459
Llanos Orientales: 316 8759541 Barranquilla: 310 767 5941 Bucaramanga: 312 439 0556 Cali: 310 248 9380 Medellín: 312 436 0358
Cartagena: 312 445 8238 Eje cafetero: 310 324 3071