

## SMARTLYTE PLUS

### EL ANALIZADOR DE ELECTROLITOS MÁS AVANZADO

Analizador rápido con pantalla táctil y de acceso remoto.



## IDEAL PARA SU LABORATORIO

**ANÁLISIS  
MÁS RÁPIDO**

**MAYOR  
RENDIMIENTO**

**MEJOR  
PRECIO**

## CARACTERÍSTICAS



Análisis de 28 segundos

512 pruebas / hora

40.000 resultados almacenados

Pantalla táctil

Acceso de usuario remoto

Interfaz de servicio en línea

# SmartLyte<sup>®</sup> Plus

**DIAMOND**  
Smart Lab Solutions



## ESPECIFICACIONES



**PARÁMETROS** NA+, K<sup>+</sup>, Cl<sup>-</sup>, Ca<sup>++</sup>, Li<sup>+</sup>, Orina2 Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Cl<sup>-</sup> (4 simultáneamente)

**ENTRADA DE USUARIO** Pantalla táctil de 5", acceso remoto

**ALMACENAMIENTO** 10,000 Resultados de Paciente  
10,000 Resultado de Control de calidad

**TIEMPO DE ANÁLISIS** 28 Segundos (512 por Hora)

**MUESTRAS DE TAMAÑO** Sangre, Suero (95 µL),  
Plasma, QCs (95 µL)  
Orina (180 µL)

**IDIOMAS** Español, English, Français, Deutsch, Indonesia, Italian, Português, Polskie, Türkçe

**APOYO** Interfaz de Servicio Online

**CALIBRACIÓN** 2 Puntos cada 4 Horas, 1 Punto cada Muestra bajo demanda

**CONECTIVIDAD** LAN, Wifi, 4 puertos USB RS232 LIS

**FUENTE DE PODER** 100-240V ~ 50/60 Hz (auto ajustable) 1.6 A max, 50 Watts max

**TAMAÑO** 335mm x 315 mm x 295 mm

**PESO** 6 KG

**CONDICIONES DE AMBIENTE** 15-32°C, Temperatura de cuarto (60-90°F) <85% humedad

