

SMARTLYTE PLUS Vet.

EL ANALIZADOR DE ELECTROLITOS MÁS AVANZADO

Analizador rápido con pantalla táctil y de acceso remoto.



IDEAL PARA SU LABORATORIO

**ANÁLISIS
MÁS RÁPIDO**

**MAYOR
RENDIMIENTO**

**MEJOR
PRECIO**

CARACTERÍSTICAS



Análisis de 28 segundos

512 pruebas / hora

40.000 resultados almacenados

Pantalla táctil

Acceso de usuario remoto

Interfaz de servicio en línea



SmartLyte[®] Plus

DIAMOND
Smart Lab Solutions



ESPECIFICACIONES



PARÁMETROS	NA+, K ⁺ , Cl ⁻ , Ca ⁺⁺ , Li ⁺ , Orina2 Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ (4 simultáneamente)
ENTRADA DE USUARIO	Pantalla táctil de 5", acceso remoto
ALMACENAMIENTO	10,000 Resultados de Paciente 10,000 Resultado de Control de calidad
TIEMPO DE ANÁLISIS	28 Segundos (512 por Hora)
MUESTRAS DE TAMAÑO	Sangre, Suero (95 µL), Plasma, QCs (95 µL) Orina (180 µL)
OPCIONES VETERINARIAS	Felinos, Caninos, Bovinos, Equinos, Porcinos, Ovinos, Murinos o Abierto
IDIOMAS	Español, English, Français, Deutsch, Indonesia, Italian, Português, Polskie, Türkçe
APOYO	Interfaz de Servicio Online
CALIBRACIÓN	2 Puntos cada 4 Horas, 1 Punto cada Muestra bajo demanda
CONECTIVIDAD	LAN, Wifi, 4 puertos USB RS232 LIS
FUENTE DE PODER	100-240V ~ 50/60 Hz (auto ajustable) 1.6 A max, 50 Watts max
TAMAÑO	335mm x 315 mm x 295 mm
PESO	6 KG
CONDICIONES DE AMBIENTE	15-32°C, Temperatura de cuarto (60-90°F) <85% humedad

